

## ENGLISH

# MORROW BROWN® ALLERGY PRICK TEST NEEDLE

### INSTRUCTIONS FOR USE

The Morrow Brown® Allergy Prick Test Needle is manufactured by Riverside Medical Packaging Company Ltd (UK).

### INTENDED USE

Morrow Brown® Allergy Prick Test Needle is a Class IIa single use medical device. The needle is for the purpose of pricking a drop of allergen extract into the skin. The objective is to find out if the skin will react to the extract. A reaction would suggest a possible cause of the allergic problems with which the patient is suffering.

### INSTRUCTIONS FOR USE

1. Test sites should be at least 2.5cm apart.
2. Place a drop of extract beside each test site.
3. Peel open pack and remove the product by holding the flat end.  
**BE CAREFUL NOT TO TOUCH OR DAMAGE THE NEEDLE POINTS.**
4. By holding a single needle leg between thumb and forefinger, break off from the main product.
5. Firmly press the single needle point through the drop of extract.
6. Discard the used needle into an appropriate sharps container.
7. It is advised that a 'control' (without allergen) test site is undertaken.
8. Usually reactions can be read after 15-20 minutes.  
**DO NOT USE A NEEDLE MORE THAN ONCE.**

### STERILITY

The Morrow Brown® Allergy Prick Test Needle is supplied sterile in compliance with ISO11137 requirements for medical device to be designated "STERILE".

The product has been sterilized by Gamma irradiation.

### STERILE INFORMATION

- The integrity of the packaging for each device should be checked carefully for damage or contamination to ensure that the sterility and safety have not been compromised.
- The product is for single use only.
- The product cannot be re-sterilized.
- The product remains sterile until packaging is opened.
- Sterility of the product cannot be guaranteed beyond the expiry date.

### STORAGE

The product must be stored at room temperature with normal humidity conditions. Keep packaging dry and store out of direct sunlight.

### DISPOSAL

Used and un-used exposed (open pack) Morrow Brown® Allergy Prick Test Needle should be disposed of in an appropriate sharps container to prevent accidental needling of others.

### GENERAL WARNINGS

- Do not use if current date exceeds label expiry.
- Only for use by a qualified allergy specialist.
- Use only as instructed here-in.
- Do not use for anything other than the intended purpose.
- Under no circumstance must a needle be re-used; this may result in cross contamination of the patients or a false positive reaction. Each needle has been designed for single use only.

### CONTRA INDICATIONS

Allergy to needle material.

### POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

Foreign body reaction to the probe caused by hypersensitivity to the plastic.

### RESIGNATION OF GUARANTEE

Riverside Medical Packaging Company Ltd accepts no responsibility for claims deriving from the misuse of the product.

### SYMBOL DEFINITIONS

European Conformity	Product sterilized by gamma irradiation
Do not use if package is damaged	Do not re-use
Do not re-sterilize	Catalogue number
Batch code of product	Use by date of product
Consult instructions for use	Minimum and maximum recommended storage temperature
Keep Dry	Keep away from sunlight
Manufactured by	Indicates the authorized European representative
United Kingdom Conformity Assessed	Single Sterile Barrier Symbol

## ITALIANO

### ISTRUZIONI PER L'USO - AGO PER PRICK TEST ALLERGOLOGICI MORROW BROWN®

L'ago per prick test allergologici Morrow Brown® è prodotto da Riverside Medical Packaging Company Ltd (UK).

### DESTINAZIONE D'USO

L'ago per test allergologici Morrow Brown® (Morrow Brown® Allergy Prick Test Needle) è un dispositivo medicale monouso di Classe IIa. L'ago serve per introdurre una goccia di estratto allergenico nella cute. L'obiettivo è di scoprire se la cute reagisce all'estratto. Una reazione suggerirebbe una possibile causa dei problemi allergici da cui è affetto il paziente.

### ISTRUZIONI PER L'USO

1. I punti sottoposti al test dovrebbero essere almeno a 2,5 cm di distanza l'uno dall'altro.
2. Applicare una goccia di estratto accanto a ciascun punto dove intendete effettuare il test.
3. Aprire la confezione e rimuovere il prodotto tenendo saldamente la parte piatta.  
**FARE ATTENZIONE A NON TOCCARE O DANNEGGIARE LE PUNTE DEGLI AGHI.**
4. Tenendo saldamente lo stelo di un singolo ago tra l'indice e il pollice, staccarlo dal prodotto principale.
5. Premere fermamente la punta dell'ago che avete staccato sulla goccia di estratto.
6. Smaltire l'ago usato in un contenitore appropriato per oggetti acuminati.
7. Si consiglia di effettuare un test di controllo (senza allergene).
8. Solitamente i risultati sono visibili dopo 15-20 minuti.  
**NON USARE GLI AGHI PIÙ DI UNA VOLTA.**

### STERILITÀ

L'ago per prick test allergologici Morrow Brown® è fornito sterile nel rispetto dei requisiti ISO11137 per poter definire un prodotto medicale "STERILE".

Il prodotto è stato sterilizzato tramite irraggiamento Gamma.

### INFORMAZIONI SULLA STERILITÀ

- L'integrità della confezione per ciascun dispositivo dovrebbe essere attentamente verificata per escludere danni o contaminazioni che potrebbero compromettere la sterilità e sicurezza.
- Il prodotto è destinato esclusivamente a un solo uso.
- Il prodotto non può essere risterilizzato.
- Il prodotto rimane sterile fino all'apertura della confezione.
- La sterilità del prodotto non può essere garantita oltre la data di scadenza.

### CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente in condizioni di normale umidità. Mantenere la confezione asciutta e conservare al riparo dalla luce diretta del sole.

### SMALTIMENTO

Gli aghi per test allergologici Morrow Brown® (Morrow Brown® Allergy Prick Test Needle) usati e quelli non usati ma esposti all'aria (confezione aperta) dovrebbero essere smaltiti in appositi contenitori per oggetti acuminati per prevenire accidentali punture di terzi.

### AVVERTENZE GENERALI

- Non usare oltre la data di scadenza indicata sull'etichetta.
- Da usarsi solo da parte di medici specializzati in allergologia.
- Usare solo nel rispetto delle istruzioni.
- Non usare per usi diversi dalla destinazione d'uso indicata.
- Non riutilizzare lo stesso ago in nessuna circostanza; questo potrebbe provocare una contaminazione incrociata dei pazienti o una falsa reazione positiva. Ciascun ago è stato progettato esclusivamente come monouso.

### CONTROINDICAZIONI

Allergia ai materiali costitutivi dell'ago.

### POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Reazione da corpo estraneo causata da un'ipersensibilità alla plastica.

### INVALIDITÀ DELLA GARANZIA

Riverside Medical Packaging Company Ltd non accetta alcuna responsabilità per reclami derivanti da un uso scorretto del prodotto.

### LEGENDA DEI SIMBOLI

Conformità europea	Prodotto sterilizzato con irradiazioni gamma
Non usare se la confezione è danneggiata	Non riutilizzare
Non risterilizzare	Catalogo numero
Codice lotto	Usare entro la data di scadenza
Consultare le istruzioni per l'uso	Minima e massima temperatura di conservazione
Mantenere asciutto	Tenere lontano dalla luce solare
Prodotto da	Indicare il rappresentante europeo autorizzato
Conformità valutata per il Regno Unito	Simbolo barriera singola sterile

## DEUTSCH

### GEBRAUCHSANLEITUNG - MORROW BROWN® ALLERGY PRICK TEST NEEDLE

Die Morrow Brown® Allergy Prick Test Needle (Nadel für Allergie-Pricktests) wird von der Riverside Medical Packaging Company Ltd (UK) hergestellt.

### VORGESEHENE VERWENDUNG

Die Morrow Brown® Allergy Prick Test Needle ist ein medizinisches Einweg-Produkt der Klasse IIa. Die Nadel dient dazu, einen Tropfen Allergenextrakt unter die Haut zu stechen, um zu ermitteln, ob die Haut auf den Extrakt reagiert. Eine Reaktion könnte auf eine mögliche Ursache der Allergieprobleme des Patienten hinweisen.

### GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Zwischen den Testarealen sollte ein Abstand von mindestens 2,5 cm eingehalten werden.
2. Einen Tropfen des Extrakts auf jedes Testareal geben.
3. Die Verpackung aufziehen und das Produkt zur Entnahme am flachen Ende festhalten.  
**VORSICHT: NICHT DIE NADELSPITZEN BERÜHREN ODER BESCHÄDIGEN.**
4. Eines der Nadelbeine zwischen Daumen und Zeigefinger halten und von dem restlichen Produkt abbrechen.
5. Die einzelne Nadel fest durch den Extrakttropfen stechen.
6. Die gebrauchte Nadel in einen Behälter für scharfe Gegenstände entsorgen.
7. Es empfiehlt sich, ein „Kontrollareal“ (ohne Allergen) anzulegen.
8. Normalerweise sind Reaktionen nach 15-20 Minuten erkennbar.  
**JEDE NADEL NUR EINMAL VERWENDEN.**

### STERILITÄT

Die Morrow Brown® Allergy Prick Test Needle wird steril geliefert, gemäß den ISO11137-Anforderungen zur Qualifizierung von Medizinprodukten als „STERIL“.

Das Produkt wurde durch Gammabestrahlung sterilisiert.

### INFORMATIONEN ZUR STERILITÄT

- Bei jedem Produkt die Verpackung sorgfältig auf etwaige Beschädigung oder Kontamination überprüfen, um zu gewährleisten, dass Sterilität und Sicherheit nicht beeinträchtigt wurden.
- Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen.
- Das Produkt kann nicht erneut sterilisiert werden.
- Das Produkt bleibt bis zum Öffnen der Verpackung steril.
- Nach Ablauf des Verfalldatums kann die Sterilität des Produkts nicht länger gewährleistet werden.

### LAGERUNG

Das Produkt muss bei Zimmertemperatur unter normalen Feuchtigkeitsbedingungen gelagert werden. Verpackung trocken halten und beim Lagern vor direktem Sonnenlicht schützen.

### ENTSORGUNG

Die benutzte oder nicht benutzte, aber bereits geöffnete Morrow Brown® Allergy Prick Test Needle sollte in einen angemessenen Behälter für scharfe Gegenstände entsorgt werden, damit sich niemand daran stechen kann.

### ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.
- Nur zur Verwendung durch qualifizierte Allergiespezialisten.
- Nur nach dieser Anleitung verwenden.
- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Keinesfalls eine Nadel erneut benutzen, da dies zu einer Kreuzkontamination der Patienten oder einer falschen positiven Reaktion führen könnte. Alle Nadeln sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen.

### KONTRAINDIKATIONEN

Allergie auf Nadelmaterial.

### MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Fremdkörperreaktion auf das Testprodukt, verursacht durch überempfindliche Reaktion auf den Kunststoff.

### KEINE GEWÄHRLEISTUNG

Riverside Medical Packaging Company Ltd übernimmt keine Verantwortung für Schadenersatzforderungen, die auf Missbrauch des Produkts zurückzuführen sind.

### SYMBOLERKLÄRUNGEN

Europäische Konformität	Durch Gammabestrahlung sterilisiertes Produkt
Bei beschädigter Packung nicht verwenden	Nicht wiederverwenden
Nicht erneut sterilisieren	Katalognummer
Chargencode des Produkts	Verfallsdatum des Produkts
Gebrauchsanleitung konsultieren	Empfohlene Mindest- und Höchsttemperaturen für Lagerung
Trocken halten	Vor Sonnenlicht schützen
Hergestellt von	Gibt den zugelassenen europäischen Händler
Auf Einhaltung der Gesetze im Vereinigten Königreich geprüft	Symbol für Einzelsterilbarriere

UK  
CA  
0086



Riverside Medical Packaging Co. Ltd. Newmarket Drive, Derby, UK, DE24 8SW

Tel: +44(0)1332 755622 - Fax: +44(0)1332 757722 - E-mail: sales@riversidemedical.co.uk - www.riversidemedical.co.uk

EC REP

Meddev Solutions Ltd

River House, Home Avenue, Newry, BT34 2DL, Northern Ireland

IFU-050 REV5 - 31-08-2022

CE  
2797

